



noah 4

- ride the wave

Produkteigenschaften


Mit Noah System 4 wurde das Noah-Interface neu gestaltet, um eine dramatisch verbesserte Bedienbarkeit zu erreichen, während gleichzeitig die vollständige Kompatibilität mit Ihren aktuellen NOAH-3-Modulen und in NOAH 3 erstellten Patientendaten erhalten bleibt. Der Vorteil für den Benutzer ist eine intuitivere Bedienung und ein effizienterer und schnellerer Arbeitsablauf. Im Folgenden finden Sie eine Liste der wichtigsten Verbesserungen in NOAH 4.


Zusammenfassung aller wichtigen Informationen zu Ihrem Patienten auf einem Hauptbildschirm, für eine schnellere Erfassung von Informationen vor einer Terminvereinbarung oder bei der Beantwortung von Telefonanrufen. Sie können auch Module über den Hauptbildschirm öffnen, nachdem Sie eine Übersicht der Audiogramme, die ausgewählten Hörgeräte und alle vorherigen Noah-Sitzungen angesehen haben. Die vereinfachte Sitzungsliste ermöglicht einen einfachen Zugriff auf vorherige Besuche mit nur einem Klick.

Die individuelle Anpassung der Optionen der

Noah 4 Modulleiste gibt Ihnen die Möglichkeit, die Herstellermodule in der für Sie am besten geeigneten Reihenfolge anzuordnen, um Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Die Herstellermodule werden immer auf dem Hauptbildschirm angezeigt, so dass Sie einen schnellen Zugriff darauf haben.

Jedes Noah Modul öffnet in seinem eigenen Fenster und gibt Ihnen die Möglichkeit offene Noah Module und das Noah Display gleichzeitig anzusehen und zwischen ihnen wie bei normalen Windows-Anwendungen hin und herzuschalten.





Die verbesserte Suchfunktion gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre Patientendatenbank nach Hörverlustarten, Wohnorten, dem letzten Besuch im Geschäft, der letzten Anpassung usw. zu durchsuchen und diese Suchergebnisse wie gewünscht zu kombinieren.

Die Funktion Export Suchergebnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, das Ergebnis Ihrer Suche für die Nutzung in einer anderen Software zu exportieren.

Neue und modernisierte Berichte entwickelt für die Nachsorge. Sie können jetzt jedem Bericht individuelle Kommentare hinzufügen. Sie können diese Kommentare speichern und in zukünftigen Berichten wiederverwenden.

Verbessertes Journal bietet einen einfacheren Zugriff auf das Journal eines Patienten, die Fähigkeit Journaleinträge zu durchsuchen, bessere Druckfunktionen und die Möglichkeit einem Journaleintrag Dokumente hinzuzufügen.

Die verbesserte individuelle Anpassung der Seite 'Patienten hinzufügen' gibt Ihnen die Möglichkeit die Daten, die Sie benötigen, in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge zu erfassen.

Support eines Wide Area Netzwerks, damit verschiedene Geschäfte eine Datenbank gemeinsam nutzen können.

Schnellerer Start. Speziell für Noah 4 entwickelte Module können direkt vom Desktop aus aufgerufen werden, ohne vorher Noah zu öffnen.

Kompatibilität – Bereit für die Arbeit mit den neuesten Windows-Betriebssystemen und Technologien.

