

Inventis Audiometer - Cello / - Harp Plus

Die Audiometer der Firma Inventis sind fortschrittliche und einfach zu bedienende, diagnostische 2-Kanal-Audiometer zur Durchführung von Luft-, Knochen- und Sprachaudiometrie-Untersuchungen. Sie beinhalten eine benutzerfreundliche, intuitivsteuerbare Software und die Einbindungsmöglichkeit in Ihr Praxissystem.



Inventis Cello

- Cello – diagnostisches PC-Audiometer (LL, KL, FF)
- Maestro Windows-Software (deutsche, englische und weitere Sprachen einstellbar)
- Tests: Reinton, Sprachaudiometrie (inkl. Freiburger), Autoschwellenwert, SISI, Stenger, Master-Hörergerät, QuickSIN (opt.), Hochfrequenz (opt.), Video-VRA (opt.)
- DD45 Luftleitungskopfhörer / B-71 Knochenleitungshörer
- inkl. 2 Freifeldlautsprecher (JBL Control 2 PS)
- netzwerkfähig über Noah-/ bzw. GDT-Schnittstelle
- optional: zusätzliche Tests / Wandhalterung
- inkl. Erstinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
- Link: [Datenblatt](#)

Paketpreis: 4.295,- €*



Inventis Harp Plus

- Harp Plus – diagnostisches Audiometer (LL, KL, FF)
- Bedienung: Stand-Alone oder Maestro-Windows-Software
- Tests: Reinton, Sprachaudiometrie (inkl. Freiburger), Autoschwellenwert, ABLB, SISI, Stenger, DLI, Tonabfall, Master-Hörergerät, TEN-Test (optional), QuickSIN (optional)
- DD45 Luftleitungskopfhörer / B-71 Knochenleitungshörer
- inkl. 2 Freifeldlautsprecher (JBL Control 2 PS)
- Sprachmaterial über integrierte SD-Speicherkarte
- netzwerkfähig über Noah-/ bzw. GDT-Schnittstelle
- optional: zusätzliche Tests / integrierter Thermo-Drucker
- inkl. Erstinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
- Link: [Datenblatt](#)

Paketpreis: 4.495,- €*

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://meproLab.de/messtechnik-audiometer/>

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

MeproLab GmbH - Flagenstrasse 187 - 48432 Rheine
Tel: 05975-3052980 E-Mail: office@meproLab.de